

Data 17.08.2023  
Dział Science & Lab Solution

### Temperatura transportu, a temperatura przechowywania

Uprzejmie informujemy, że transport wszystkich odczynników firmy Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy, sprzedawanych pod markami Sigma-Aldrich®, Supelco®, Milli-Q®, Millipore®, SAFC®, BioRealiace® i dystrybuowanych w Polsce przez Merck Life Science sp. z o.o. odbywa się w warunkach odpowiednich dla rodzaju produktów.

Transport w suchym lub mokrym lodzie odbywa się jedynie w szczególnych, wymagających tego przypadkach. Oznaczone to jest w opisie właściwości produktu na naszej stronie internetowej jako "*transport: DRY ICE*" lub "*transport: WET ICE*",

np. dla produktu nr kat. P1107:

<https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/sigma/p1107>

WŁAŚCIWOŚCI	
Poziom jakości	200
forma	liquid
zastosowanie	sufficient for 100 reactions sufficient for 400 reactions
właściwości	Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR dNTPs included hotstart
stężenie	0.75 units/reaction (50 µL reaction volume)
zastosowania	PCR: suitable
kolor	red
input	purified DNA
przemysł	Agriculture
transport	wet ice

Wskazane na etykiecie i w liście przewozowym, MSDS/DSD - zalecane temperatury dotyczą wyłącznie długotrwałego przechowywania, **nie jest to instrukcja dotycząca warunków transportu**. W przypadku większości produktów warunki przechowywania mogą znacznie odbiegać od ich transportu.

Produkty dla których krótkotrwałe narażenie na działanie otaczających warunków nie wpływa na ich jakość – są wysyłane w temperaturze otoczenia bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci suchego bądź mokrego lodu.



Merck Life Science Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30  
61-626 Poznań  
Tel.: +48 61 829 01 00  
Fax: +48 61 639 38 37  
www.sigmaaldrich.com

Rejestr: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Numer KRS: 0000046102  
NIP: 778-100-21-37  
Kapitał zakładowy: 69.099.500 zł  
BDO: 000013394

Wieloletnie badania oraz doświadczenie producenta gwarantują, że produkty dostarczane naszym Klientom spełniają wszystkie deklarowane parametry.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości obowiązuje Państwa 12-miesięczny okres gwarancji (nie dotyczy produktów o krótkich datach ważności) i w tym czasie mają Państwo prawo do reklamowania każdego zamówionego u nas odczynnika.

Wszelkie dodatkowe pytania techniczne dotyczące naszych produktów prosimy kierować do Zespołu Wsparcia Naukowo Technicznego w lokalnym biurze Merck Life Science sp. z o.o. pod adresem [informacjanaukowa@merckgroup.com](mailto:informacjanaukowa@merckgroup.com)



**Krzysztof Skrobacz**

Head of Distribution Eastern Europe  
Life Science Operations



**dr Karina Błachnio**

Regional Field Marketing Manager NCEE  
Science & Lab Solution



**Merck Life Science Sp. z o.o.**

ul. Szelągowska 30  
61-626 Poznań  
Tel.: +48 61 829 01 00  
Fax: +48 61 639 38 37  
[www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com)

Rejestr: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Numer KRS: 0000046102  
NIP: 778-100-21-37  
Kapitał zakładowy: 69.099.500 zł  
BDO: 000013394